

Urządzenie z napędem elektrycznym

E|F55



REF. 2/2022 ważny do 31.12.2023

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta			Adres dostawy		taki, jak dane do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Wycena	Built-4-Me*	Maksymalna waga użytkownika: 110 kg		
Nr zamówienia:			Waga użyt.:	kg	
Art. No.: 47600201					
Data zam.:	Dzień	Miesiąc	Rok		

Cena od 12.400 PLN

Dane Techniczne

Maksymalna waga użytkownika	110 kg	Maksymalna prędkość	6 km/h; (opcjonalnie 10 km/h lub 15 km/h)
Szerokość ramy z przodu	260 – 480 mm ⁽¹⁾	Rozmiar koła	8,5" opona pełna/ 14" opona pneumatyczna
Waga akumulatora	2 kg	Akumulator	Li-Ion, 36V, 8.1 Ah
Waga całkowita bez akumulatora	11 kg	Hamulec	Dwa niezależne systemy hamowania: hamulec elektryczny, hamulec tarczowy
Waga całk. z akumulatorem	13 kg	Napięcie	36 V
Kolor	Czarny	Maksymalny zasięg	25 km
Akcenty kolorystyczne (w zestawie)	Czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy ⁽²⁾	Kąt podjazdu	do 11% (6°)

(1) Szerokość ramy mierzona jest od środkowej krawędzi rurki do środkowej krawędzi rurki w miejscu montażu urządzenia.

Użyj tylko zmierzonego wymiaru, nie sugeruj się szerokością siedziska.

(2) Akcenty kolorystyczne standardowo występują w kolorze czarnym.

Podstawa		PLN
EMF010000	Urządzenie z napędem F55 z silnikiem 400 W (max.), akumulatorem litowo-jonowym 8.1 Ah biegiem do przodu i do tyłu, tempomatem, podwójnym układem hamulcowym (hamulec tarczowy, hamulec elektroniczny), błotnikiem, przednim światłem i akcentami kolorystycznymi.	-
Koła napędowe		
EMF070085	F55 8,5", opona pełna	12400
EMF070086	F55 14", opona pneumatyczna	13000
Zamówienie / Montaż		PLN
EMF090213	Bez zamówienia na wózek	-
EMF090217	Z zamówieniem na wózek, urządzenie bez montażu do wózka (1)	-
EMF090218	Z zamówieniem na wózek, urządzenie z montażem do wózka (2) - Opcja dostępna tylko w wybranych sklepach po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym	1000
EMF090182	Zestaw StVZO, w tym załącznik i aprobaty TÜV (7)	n/d
Elementy montażowe		PLN
EMF010027	Adaptory do wózków z ramą zamkniętą	-
EMF010028	Adaptory do wózków z ramą z odchylanymi podnóżkami (SA)	-
Zaciski dokujące		
EMF010030	Do rurek owalnych (Quickie Xenon ² FF, Helium, Nitrum) (3)	-
EMF010031	Do Quickie Xenon ² SA (3)	-
EMF010042	Do Ki Mobility Rogue (3) (4)	275
EMF010041	Do rurek owalnych (Progeo Joker / Ego / Tekna) (3) (4)	275
EMF010029	Do rurek okrągłych (pasujące do rurek o średnicy 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm) (3) (4)	-
EMF010052	Do hydroformowanych rurek Küschall od 2019 (KSL, K-series, Champion) (3) (4)	475
Regulacja		PLN
	Kompletny zestaw do łatwej regulacji w celu dopasowania F55 do szerokości ramy od 260 do 480 mm (5). F55 można w pełni dostosować do wszystkich wysokości siedzeń i kątów ramy.	-
Prędkość		PLN
EMF000025	6 km/h	-
EMF000027	10 km/h (6)	-
EMF000028	15 km/h (6)	-
Wyświetlacz		PLN
	Wyświetlacz: stan baterii, licznik kilometrów, licznik podróży, śr. prędkość, zużycie energii w czasie rzeczywistym	-
Akcesoria		PLN
	Oświetlenie LED	-
	Błotnik	-
	Akcenty kolorystyczne (4 kolory do wyboru)	-
EMF090074	Przednia i tylna lampa (opcja dodatkowa na klipsy montowana do kierownicy F55 i oparcia wózka)	250
EMF010032	Stopka: mocowana do ramy	620
EMF010033	Wyściółka ramy (w zestawie)	-
EMF160010	Dodatkowy akumulator litowo-jonowy, std.: 36V, 8.1 Ah, 291 Wh (maks. zasięg 25 km)	3415
EMF110155	Dodatkowa ładowarka	325
EMF090181	Obciążnik, montaż za pomocą narzędzi	2370

1) Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Osobne wysyłki wózka i F55.

(2) Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Wysyłka z zamontowanym urządzeniem do wózka/ wysyłka wózka z urządzeniem bez montażu.

(3) Przed złożeniem zamówienia zawsze sprawdź przestrzeń montażową zacisków dokujących. W zależności od konfiguracji i opcji, określona konfiguracja wózka może nie zapewniać wystarczającej ilości miejsca do montażu urządzenia.

(4) Zawsze sprawdzaj kompatybilność urządzenia dla wózków spoza oferty Sunrise Medical.

(5) Szerokość ramy mierzona jest od środkowej krawędzi rurki do środkowej krawędzi rurki w miejscu montażu urządzenia. Użyj tylko zmierzonego wymiaru, nie sugeruj się szerokością siedziska.

(6) Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące maks. dozwolonej prędkości w Twoim kraju. Ustawienia prędkości > 6 km / h można zamówić wyłącznie składając podpis (na następnej stronie). Ustawienia maksymalnej prędkości może zmieniać tylko firma Sunrise Medical.

(7) Tylko na rynek Niemiecki

Empulse F55



// EMF070085 F55 8,5", opona pełna
(Zdjęcie z opcją EMF010027 z adapterami do wózków z ramą zamkniętą i czerwonymi akcentami kolorystycznymi)



// EMF070086 F55 14", opona pneumatyczna
(Zdjęcie z opcją EMF010027 z adapterami do wózków z ramą zamkniętą i niebieskimi akcentami kolorystycznymi)



// EMF070085 F55 8,5", opona pełna
(Zdjęcie z opcją EMF010028 z adapterami do wózków z ramą SA z wydłużoną ramą i wygiętym drążkiem kierownicy i pomarańczowymi akcentami kolorystycznymi)

Zaciski dokujące



// EMF010029 do okrągłych rurek ramy (pasujące do rurek o średnicy: 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm)

Akcesoria



Oświetlenie LED, błotnik (z czerwonym akcentem kolorystycznym) i hamulec tarczowy (zdjęcie opcji)



// EMF010032 Stopka: mocowana do ramy



Akcenty kolorystyczne (błotnik)



Paski boczne z niebieskimi akcentami kolorystycznymi)

Potwierdzenie

Chcielibyśmy podkreślić, iż użytkowanie Empulse F55 z maksymalną prędkością większą od 6 km/h jest dopuszczone do ruchu drogowego tylko w niektórych krajach. Dla krajów, w których obowiązuje ograniczenie prędkości, dozwolone jest jedynie użytkowanie przystawki na terenie prywatnym.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego z obowiązujących przepisów o ruchu drogowym w danym kraju, Empulse F55 z prędkością wyższą niż 6 km/h, może nie być dopuszczona do ruchu drogowego, jak również użytkowania jej na wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z prawodawstwem w danym kraju i sprawdzeniu czy wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie F55 o prędkościach 10/15 km/h.

Podczas składania zamówienia, prosimy o potwierdzenie podpisem, że wszystkie informacje są zrozumiałe, a złożone zamówienie na F55 o prędkości większej niż 6 km/h ma być zrealizowane i dostarczone.

Jeśli będę użytkował F55 o większej prędkości niż 6 km/h w innym kraju, zobowiązuję się do zapoznania z przepisami o ruchu drogowym tego kraju przed jej użytkowaniem.

Data

Podpis użytkownika

Dzień Miesiąc Rok

Uwagi do zamówienia

--

F55

PLN

Cena podstawy brutto	PLN
Cena opcji brutto	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Całkowita cena brutto	

Data

Podpis

Dzień Miesiąc Rok



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl